

STERILIZED PACKAGING SOLUTIONS



- 滅菌処理が不要なので手間をカット。
- 小包装からの注文が可能。
- 製薬基準に準拠した工程で製造。
- バリエーションがあり、用途に応じて選択可能。

洗浄・滅菌済みバイアル


STERI-PLUS

TM

洗浄・滅菌済みバイアル

STERI-PLUS™

製品特徴



アルミキャップ



電子線滅菌

ゴム栓



塩素化ブチルゴム
WFI洗浄
ガンマ線滅菌

バイアル



医療用硼硅酸硝子
UF洗浄
乾熱滅菌
(250°C×30min)

包装



ヒートシール
二重包装

規格



日本薬局方対応


試験成績書



製品ラインナップ

● ゴム栓・アルミキャップ バラ入り

写真は10mL 透明



容量		胴径 (mm)	全長 (mm)	入り数
2mL	透明	16	35	各10個
	褐色			
5mL	透明	22	40	
	褐色			
10mL	透明	24	45	
	褐色			
20mL	透明	30	55	
	褐色			
30mL	透明	30	75	
	褐色			



【製品情報お問い合わせ先】 ニプロ株式会社 医薬品情報室

〒531-8510 大阪市北区本庄西3丁目9番3号 TEL:0120-226-898 FAX:06-6375-0177



販売

ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号