



ニプロ スポンジスワブ

鼻咽頭、咽頭などからの検体採取に

粘膜を傷つけず、患者に優しい



ラインナップ

タイプ		先端形状	吸水量	対象検体
R	レギュラー		60 μ L<	鼻腔拭い液、皮膚検体
S	ショート		35 μ L<	鼻腔拭い液、皮膚検体
L	ラージ		150 μ L<	咽頭拭い液
M	ミディアム		50 μ L<	直腸便、糞便


医療機器届出番号：27B1X00045000092

適度な強度を持ちつつ
高い柔軟性



プラスチック製でしなやかなソフト軸

スワブの採取性能



20医療機関でのアンケート結果



〈問い合わせ先〉

ニプロ株式会社 ファーマパッケージング事業部

[本社] 〒566-8510 大阪府摂津市千里丘新町3番26号 TEL: 06-6310-6571

[東京営業部] 〒113-0033 東京都文京区本郷4-3-4 TEL: 03-5684-5611

HP: <https://www.nipro-pharmapackaging.jp/>

